

## IN QUESTO STUDIO MEDICO - DENTISTICO VENGONO UTILIZZATE PROCEDURE DI



sterilizzazione  
e  
decontaminazione

## DELLE UNITA' OPERATIVE TRA PAZIENTE E PAZIENTE

- I COMANDI DELLE UNITA' SONO "NO TOUCH" O PROTETTI DA ADESIVI STERILI MONOUSO CAMBIATI DA PAZIENTE A PAZIENTE.



- TUTTO CIO' CHE VIENE A CONTATTO DIRETTO CON I GUANTI DEGLI OPERATORI PUO' ESSERE FACILMENTE RIMOSSO E STERILIZZATO IN AUTOCLAVE



- UN SISTEMA AUTOMATICO "AUTOSTERIL" PROVVEDE ALLA STERILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI NEL CORSO DELLA TERAPIA GARANTENDO ANCHE LA STERILITA' DEI CIRCUITI ARIA-ACQUA (è da sottolineare questo particolare in quanto i manipoli odontoiatrici funzionano con uno spray di raffreddamento che inverte il flusso quando tale strumento termina di operare: questa fase può far risucchiare all'interno del manipolo ogni sorta di agente infettivo con cui si sia venuti a contatto).



CICLI CONTINUATIVI ED AUTOMATICO CONTROLLO AUTOMATICO DELL'AVVENUTA STERILIZZAZIONE ( L'ESITO DI OGNI



LE SALE OPERATORIE VENGONO SEMPRE DECONTAMINATE TRA INTERVENTO ED INTERVENTO DA PERSONALE EDOTTO.




STERILIZZAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI E DEI PRODOTTI MEDICINALI MEDIANTE LA STERILIZZAZIONE



I PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SONO CERTIFICATI E AD AZIONE BATTERICIDA E VIRUCIDA



POTERANZA INIZIATIVA E PREVENZIONE D'GRANZO DE DONO, OGIA TRASMESSE E PRINAZIONE DI PARTICELLE CON



IL SISTEMA DI NESSA A TERZICALI QUANDO UNO DEI FILTRI È IN UNO STATO DI PREVENZIONE NORMALE E TOGENTE GARANZIA DELLO STANDARD